

# Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта

## CERAMENT BONE VOID FILLER

### Що таке CERAMENT BONE VOID FILLER?

CERAMENT BONE VOID FILLER - це синтетичний кістковий замічник, що містить сульфат кальцію (60%), гідроксиапатит (40%) і C-TRU. C-TRU - це рідина, що містить йогексол, яка забезпечує покращену видимість на рентгенівських знімках та при флюороскопії. CERAMENT BONE VOID FILLER містить йогексол (паста 206 мг/мл), трометамол (паста 0,6 мг/мл), едетат натрію кальцію (паста 0,05 мг/мл) та соляну кислоту (менше 1 мг/мл пасти).

### Для чого використовується CERAMENT BONE VOID FILLER?

CERAMENT BONE VOID FILLER використовується для заповнення порожнечі/дефекту кістки в пацієнтів, які, відповідно, мають порожнечу/дефект кістки, для підтримки загоєння кістки.

### Як працює CERAMENT BONE VOID FILLER?

З часом CERAMENT BONE VOID FILLER резорбується і ремодельується в нову кістку протягом 6–12 місяців після імплантації.

### Чи потрібне якимось спеціальне спостереження або моніторинг, якщо у вас імплантовано CERAMENT BONE VOID FILLER?

Жодне подальше хірургічне лікування або моніторинг не потрібні; після операції у вас будуть планові контрольні огляди.

### Побічні ефекти

Імплантація CERAMENT BONE VOID FILLER пов'язана з тими ж ризиками, які пов'язані з кожною операцією; такими як інфекція, біль, синці, набряк і кровотеча в місці операції.

Якщо CERAMENT BONE VOID FILLER використовувався поблизу суглоба, це може спричинити запалення (почервоніння, набряк, біль) такого суглоба.

У м'яких тканинах CERAMENT BONE VOID FILLER може викликати запальну реакцію (почервоніння, набряк, біль).

У рідкісних випадках CERAMENT BONE VOID FILLER може призвести до скупчення рідини або витікання з рани рідини, яка має білий колір. Цей «білий рановий ексудат» проходить в більшості випадків протягом двох-трьох тижнів без подальшого лікування.

Ризик виникнення серйозної реакції на C-TRU або його ексципенти (йогексол, трометамол, натрію кальцію едетат, соляна кислота) розцінюється як незначний. Однак набряк обличчя, язика, гортані, свербіж або набряк шкіри чи висип можуть бути ознаками анафілактичної реакції.

Зверніться за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів.

### Чи вживаєте ви інші ліки?

Повідомте свого хірурга, якщо ви використовуєте, нещодавно використовували або можете використовувати будь-які інші ліки.