

Folheto informativo para os doentes

CERAMENT V

O que é o CERAMENT V?

CERAMENT V é um substituto sintético do enxerto ósseo, contendo sulfato de cálcio (60%), hidroxiapatita (40%), cloridrato de Vancomicina e C-TRU. O C-TRU é um líquido que contém iohexol, que proporciona maior visibilidade em raios-X e sob fluoroscopia. CERAMENT V contém iohexol (206 mg/mL de pasta), Vancomicina (66 mg/mL de pasta), trometamol (0,6 mg/mL de pasta), edetato de cálcio sódico (0,05 mg/mL de pasta) e ácido clorídrico (menos de 1 mg/mL de pasta).

Para que é usado o CERAMENT V?

O CERAMENT V é usado em doentes com cavidades/defeitos ósseos, para encher cavidades/defeitos ósseos, ajudar a cicatrização óssea e prevenir infeções.

Como funciona o CERAMENT V?

Ao longo do tempo, o CERAMENT V é reabsorvido e remodelado como um osso novo entre 6 a 12 meses depois da implantação. A Vancomicina ajuda a prevenir colonização.

É necessário algum acompanhamento ou monitorização especial depois de implantar o CERAMENT V?

Não é necessário nenhum tratamento cirúrgico adicional ou monitorização; vai ter consultas de acompanhamento de rotina depois da cirurgia.

A Vancomicina no CERAMENT V significa que não tenho de tomar antibióticos em separado?

Não. Deve tomar antibióticos depois da cirurgia se receitados, dado que a Vancomicina no CERAMENT V não substitui a necessidade de antibióticos orais ou intravenosos.

Efeitos adversos

A implantação do CERAMENT V acarreta os mesmos riscos associados a todas as cirurgias, como infeção, dor, nódos negros, inchaço e hemorragia no local da cirurgia.

Se o CERAMENT V foi usado junto a uma articulação, pode causar uma inflamação (vermelhidão, inchaço, dor) na articulação.

Nos tecidos moles, o CERAMENT V pode causar uma reação inflamatória (vermelhidão, inchaço, dor).

Em casos raros, o CERAMENT V pode originar uma acumulação de fluidos ou a saída de fluidos de cor branca da ferida. Na maior parte dos casos, esta drenagem de fluidos de cor branca da ferida é resolvida até duas a três semanas sem tratamento adicional.

O risco de ter uma reação grave à C-TRU, Vancomicina ou aos seus excipientes (iohexol, trometamol, edetato de cálcio sódico e ácido clorídrico) é considerado menor. No entanto, inchaço da face, língua, laringe, comichão ou inchaço da pele, ou uma erupção cutânea, podem ser sinais de uma reação anafilática.

Por favor procurar aconselhamento médico se sentir algum destes sintomas.

Está a tomar outros medicamentos?

Por favor informar o cirurgião se está a tomar, tomou recentemente ou possa começar a tomar outros medicamentos