

Hasta bilgilendirme broşürü

CERAMENT G

CERAMENT G Nedir?

CERAMENT G, Kalsiyum sülfat (%60), Hidroksiapatit (%40), Sodyum klorür (5 mg / mL macun) ve Gentamisin sülfat içeren sentetik bir kemik grefti ikamesidir. CERAMENT G, 17.5 mg Gentamisin/mL macun verir.

CERAMENT G ne için kullanılır?

CERAMENT G kemik iyileşmesini desteklemek ve enfeksiyonu önlemek için kemik boşluğunu/defektini doldurmak amacıyla kemik boşluğu/defekti olan hastalar için kullanılır.

CERAMENT G nasıl çalışır?

Zamanla, CERAMENT G implantasyondan sonraki 6-12 ay içinde emilir ve yeni kemiğe dönüştürülür. Gentamisin kolonizasyonu önlemeye yardımcı olur.

CERAMENT G implante edildiyse herhangi bir özel takip veya izleme gerekli midir?

Başka bir cerrahi tedavi veya izleme gerekmez, ameliyattan sonra rutin takip randevularınız olacaktır.

CERAMENT G'deki Gentamisin, antibiyotikleri ayrı ayrı almam gerektiği anlamına mı geliyor?

Hayır. Ameliyatınızdan sonra antibiyotik reçete edildiyse, CERAMENT G'deki Gentamisin oral veya intravenöz antibiyotik ihtiyacının yerini almadığından, bunları almalısınız.

Yan etkiler

CERAMENT G'nin implantasyonu ameliyat yerinde enfeksiyon, ağrı, morarma, şişlik ve kanama gibi her ameliyatla ilişkili aynı riskleri taşır.

CERAMENT G bir eklemin yakınında kullanılmışsa bu eklemin iltihaplanmasına (kızarıklık, şişlik, ağrı) neden olabilir.

Yumuşak doku içinde, CERAMENT G iltihabi reaksiyona (kızarıklık, şişme, ağrı) neden olabilir.

Nadir durumlarda CERAMENT G beyaz renkli olan yaradan sızan bir sıvı veya sıvı toplanmasına yol açabilir. Bu "beyaz yara drenajı" çoğu durumda daha fazla tedavi olmaksızın iki-üç hafta içinde düzelir.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız tıbbi yardım alın.

Başka ilaçlar kullanıyor musunuz?

Cerrahinize başka ilaçlar kullanıp kullanmadığınızı, yakın zamanda kullanıp kullanmadığınızı veya kullanabileceğinizi söyleyin.



BONESUPPORT AB
Scheelevägen 19
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund, Sweden

A0579-01 rev 04 tr