

Potilasopas

CERAMENT V

Mitä on CERAMENT V?

CERAMENT V on synteettinen luunkorvike, joka sisältää kalsiumsulfaattia (60 %), hydroksiapatiittia (40 %), vankomysiinihydrokloridia ja C-TRU:ta. C-TRU on joheksolia sisältävä neste, joka tehostaa näkyvyyttä röntgenkuvauksissa ja läpivalaisuissa. CERAMENT V sisältää joheksolia (206 mg/mL tahnaa), vankomysiiniä (66 mg/mL tahnaa), trometamolia (0,6 mg/mL tahnaa), natriumkalsiumedetaattia (0,05 mg/mL tahnaa) ja suolahappoa (alle 1 mg/mL tahnaa).

Mihin CERAMENT V -valmistetta käytetään?

CERAMENT V -valmistetta käytetään potilaille, joilla on luun aukkoja tai rakoja. Luupuutoskohdan täyttäminen valmisteella tukee luun paranemista ja ehkäisee tulehduksia.

Miten CERAMENT V -valmiste toimii?

CERAMENT V resorboituu vähitellen ja muotoutuu uudislukuksi 6–12 kuukauden kuluessa implantoinnista. Vankomysiini auttaa estämään kolonisaatiota.

Tarvitaanko CERAMENT V -implantin jälkeen erityistä seurantaa tai tarkkailua?

Kirurgisia lisätoimenpiteitä tai tarkkailua ei tarvita rutiininomaisten, leikkauksen jälkeisten seurantakäyntien lisäksi.

Koska CERAMENT V sisältää vankomysiinia, tarvitseeko minun ottaa antibiootteja?

Jos sinulle on määrätty antibiootteja leikkauksen jälkeen, sinun tulee syödä kuuri normaalisti, sillä CERAMENT V -valmisteen sisältämä vankomysiini ei korvaa suun kautta otettavia tai suonensisäisiä antibiootteja.

Haittavaikutukset

CERAMENT V -valmisteen implantointiin liittyy samat riskit kuin muihinkin leikkaustoimenpiteisiin. Näitä ovat tulehdus, kipu, mustelmat, turvotus ja leikkauskohdan verenvuoto.

Jos CERAMENT V -valmistetta on käytetty nivelen läheisyydessä, nivelessä saattaa ilmetä tulehdusreaktio (punoitusta, turvotusta, kipua).

Pehmytkudoksessa CERAMENT V voi aiheuttaa tulehdusreaktion (punoitusta, turvotusta, kipua).

Harvinaisissa tapauksissa CERAMENT V voi johtaa nesteen kertymiseen kudokseen tai valkoisen nesteen tihkumiseen haavasta. Tämä ”tihkuva valkoinen neste” häviää yleensä kahden tai kolmen viikon sisällä ilman erillistä hoidon tarvetta.

C-TRU:sta, vankomysiinistä tai niiden apuaineista (joheksoli, trometamoli, natriumkalsiumedetaatti, suolahappo) aiheutuvan vakavan reaktion riskiä pidetään vähäisenä. Kasvojen, kielen tai kurkunpään turvotus, kutiava tai turvonnut iho tai ihottuma voivat kuitenkin kaikki olla merkkejä anafylaktisesta reaktiosta.

Hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro kirurgille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.