

منشور معلومات المريض سيرامينت جي (CERAMENT G)

إذا وصلت مادة السيرامينت جي (CERAMENT G) إلى الأنسجة الرخوة، فقد يسبب ذلك التهابًا، تصاحبه أعراض كالأحمرار أو التورم أو الألم.

وفي حالات نادرة، قد تؤدي مادة السيرامينت جي (CERAMENT G) إلى تجمع للسوائل، أو تسرب سائل من الجرح، ويكون لونه أبيض. عادةً ما يزول هذا "السائل الأبيض من الجرح" أثناء أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، دون الحاجة إلى أي علاج إضافي.

استشر الطبيب فورًا إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض.

هل تتناول أدوية أخرى؟

أخبر الجراح المختص بك إذا كنت تتناول أدوية أخرى، أو تناولتها مؤخرًا، أو يحتمل أن تتناول أي أدوية أخرى.

For Australia: Serious incidents in relation to the device should be reported to complaint@bonesupport.com and to the TGA via www.tga.gov.au

ما هي مادة سيرامينت جي (CERAMENT G)؟

مادة سيرامينت جي (CERAMENT G) هي بديل

عظمي صناعي، يحتوي على كبريتات الكالسيوم

(60% Calcium sulfate) وهيدروكسي أباتيت

(40% Hydroxyapatite) وكلوريد الصوديوم

(5 Sodium chloride ملغ/مل معجون) وكبريتات

الجينتامايسين Gentamicin sulfate. يحتوي سيرامينت

جي (CERAMENT G) على 17.5 ملغ من الجنتامايسين

(Gentamicin) لكل مل معجون.

ما الهدف من استعمال سيرامينت جي (CERAMENT G)؟

تُستعمل مادة سيرامينت جي (CERAMENT G) للمرضى

الذين لديهم فراغات أو عيوب عظمية، بهدف ملء الفراغات أو

العيوب ودعم التئام العظام ومنع العدوى.

كيف تعمل مادة سيرامينت جي (CERAMENT G)؟

مع مرور الوقت، يتم امتصاص مادة سيرامينت جي

(CERAMENT G) تدريجيًا، ويُعاد تشكيله لتصبح عظمًا

جديدًا أثناء فترة تتراوح ما بين 6-12 شهرًا بعد الزرع. تُساعد

مادة الجينتامايسين (Gentamicin) على منع تكوّن

المستعمرات البكتيرية.

هل يتطلب زرع مادة سيرامينت جي (CERAMENT G) أي

متابعة أو مراقبة خاصة؟

لا يلزم أي علاج جراحي إضافي أو مراقبة خاصة، بل سيتعين

عليك حضور مواعيد المتابعة الروتينية بعد العملية الجراحية.

هل يعني وجود مادة الجينتامايسين في مادة السيرامينت جي

(CERAMENT G) أنني لست بحاجة إلى تناول المضادات

الحيوية بشكل منفصل؟

لا. إذا وُصفت لك مضادات حيوية بعد العملية الجراحية، فينبغي

تناولها، إذ إن مادة الجينتامايسين (Gentamicin) الموجودة في

مادة السيرامينت جي (CERAMENT G) لا تُغني عن

الحاجة إلى المضادات الحيوية، الفموية أو الوريدية.

الأثار الجانبية

إن زرع مادة السيرامينت جي (CERAMENT G) ينطوي

على ذات المخاطر المرتبطة بأي عملية جراحية، كالتعرض

للعدوى والألم والكدمات والتورم والنزيف في موضع الجراحة.

إذا استعملت مادة السيرامينت جي (CERAMENT G)

بالقرب من المفصل، فقد يسبب ذلك التهاب المفصل، مع ظهور

أعراض كالأحمرار أو التورم أو الألم.

